

SOLUÇÕES

INOVADORAS

PARA MONITORIZAÇÃO
DE PROCESSOS DE

ESTERILIZAÇÃO



INDICADORES QUÍMICOS

MAXITEST™

LINHA ESTERILIZAÇÃO A BAIXA TEMPERATURA

INDICADORES QUÍMICOS MAXITEST™

Os **Indicadores Químicos Tipo 4 Maxxitest** da Maxximed para processos de esterilização a baixa temperatura são monitores de uso interno, que promovem leitura qualificada das condições necessárias à esterilização no interior das embalagens que acondicionam os materiais e dispositivos médicos termossensíveis.

São desenvolvidos em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 11140-1, e estão disponíveis nas versões **Peróxido de Hidrogênio (VH₂O₂)** e **Vapor a Baixa Temperatura e Formaldeído (VBTF)**.

COMPOSIÇÃO:

Os **Indicadores Químicos Tipo 4 Maxxitest** da Maxximed são confeccionados em tiras de papel grau médico, com fórmula química termocrômica reagente ao agente esterilizante. A leitura de resultado por mudança de cor simplifica a interpretação.

Possuem validade de dois anos a partir da data de fabricação e são produtos isentos de registro junto à ANVISA, conforme RDC 185/2001.

MAXITEST™

INDICADOR MULTIPARAMÉTRICO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - TIPO 4



MAXITEST™

INDICADOR MULTIPARAMÉTRICO FORMALDEÍDO - TIPO 4



MAXITEST™
ISO 11140-1 | IQ - TIPO 4 | CI - TYPE 4
2,3mg/L x 50°C x 6 min.
LOT IQP40125 * 01/2025 * 01/2027
PLASMA (VH2O2)

**FOLHA INDICADOR QUÍMICO
VH₂O₂ - TIPO 4**

MAXITEST™
ISO 11140-1 | IQ - TIPO 4 | CI - TYPE 4
2% x 60°C x 30 min.
LOT IQF40125 * 01/2025 * 01/2027
FORMALDEÍDO (FORM)

**FOLHA INDICADOR QUÍMICO
FORM - TIPO 4**



INDICADORES QUÍMICOS

MAXITEST™

GUIA DE LEITURA DE RESULTADOS PARA INDICADOR QUÍMICO VH_2O_2 - TIPO 4:

NÃO PROCESSADO



APROVADO

[▶ ACESSE O VÍDEO](#)



REPROVADO

MAXITEST™
ISO 11140-1 | IQ - TIPO 4 | CI - TYPE 4
2,3mg/L x 50°C x 6 min.
LOT IQP40125 * 01/2025 * 01/2027
PLASMA VR202

Accepted equal above reference color.
Aceito igual a cor de referência acima. Aceptado igual el color de referencia arriba.

MAXITEST™
ISO 11140-1 | IQ - TIPO 4 | CI - TYPE 4
2,3mg/L x 50°C x 6 min.
LOT IQP40125 * 01/2025 * 01/2027
PLASMA VR202

Accepted equal above reference color.
Aceito igual a cor de referência acima. Aceptado igual el color de referencia arriba.

MAXITEST™
ISO 11140-1 | IQ - TIPO 4 | CI - TYPE 4
2,3mg/L x 50°C x 6 min.
LOT IQP40125 * 01/2025 * 01/2027
PLASMA VR202

Accepted equal above reference color.
Aceito igual a cor de referência acima. Aceptado igual el color de referencia arriba.

MAXITEST™
ISO 11140-1 | IQ - TIPO 4 | CI - TYPE 4
2,3mg/L x 50°C x 6 min.
LOT IQP40125 * 01/2025 * 01/2027
PLASMA VR202

Accepted equal above reference color.
Aceito igual a cor de referência acima. Aceptado igual el color de referencia arriba.

MAXITEST™
ISO 11140-1 | IQ - TIPO 4 | CI - TYPE 4
2,3mg/L x 50°C x 6 min.
LOT IQP40125 * 01/2025 * 01/2027
PLASMA VR202

Accepted equal above reference color.
Aceito igual a cor de referência acima. Aceptado igual el color de referencia arriba.

MAXITEST™
ISO 11140-1 | IQ - TIPO 4 | CI - TYPE 4
2,3mg/L x 50°C x 6 min.
LOT IQP40125 * 01/2025 * 01/2027
PLASMA VR202

Accepted equal above reference color.
Aceito igual a cor de referência acima. Aceptado igual el color de referencia arriba.



INDICADORES QUÍMICOS

MAXITEST™

GUIA DE LEITURA DE RESULTADOS PARA INDICADOR QUÍMICO FORM - TIPO 4:

NÃO PROCESSADO



APROVADO

[▶ ACESSE O VÍDEO](#)



REPROVADO

MAXITEST™
ISO 11140-1 | IQ - TIPO 4 | CI - TYPE 4
2% x 60°C x 30 min.
LOT IQF40125 * 01/2025 * 01/2027
FORMALDEÍDO (FORM)





Accepted equal to or lighter than the reference color above. / Aceito igual ou mais claro que a cor de referência acima. / Aceptado igual o más claro que el color de referencia arriba.

MAXITEST™
ISO 11140-1 | IQ - TIPO 4 | CI - TYPE 4
2% x 60°C x 30 min.
LOT IQF40125 * 01/2025 * 01/2027
FORMALDEÍDO (FORM)



Accepted equal to or lighter than the reference color above. / Aceito igual ou mais claro que a cor de referência acima. / Aceptado igual o más claro que el color de referencia arriba.

MAXITEST™
ISO 11140-1 | IQ - TIPO 4 | CI - TYPE 4
2% x 60°C x 30 min.
LOT IQF40125 * 01/2025 * 01/2027
FORMALDEÍDO (FORM)



Accepted equal to or lighter than the reference color above. / Aceito igual ou mais claro que a cor de referência acima. / Aceptado igual o más claro que el color de referencia arriba.

MAXITEST™
ISO 11140-1 | IQ - TIPO 4 | CI - TYPE 4
2% x 60°C x 30 min.
LOT IQF40125 * 01/2025 * 01/2027
FORMALDEÍDO (FORM)



Accepted equal to or lighter than the reference color above. / Aceito igual ou mais claro que a cor de referência acima. / Aceptado igual o más claro que el color de referencia arriba.



MAXIMED

www.maxximed.com.br

CERTIFIED
ISO 9001
with **UKAS**



[VISITE NOSSO SITE](#)