



MAXIMED
Latin America

MAXITEST™

LINHA ESTERILIZAÇÃO A BAIXA TEMPERATURA

MAXITEST™

LINHA ESTERILIZAÇÃO A BAIXA TEMPERATURA › INDICADORES QUÍMICOS

Os **INDICADORES QUÍMICOS MAXXITEST Tipo 4** para processos de esterilização a baixa temperatura são monitores de uso interno, que promovem leitura qualificada das condições necessárias à esterilização no interior das embalagens que acondicionam os materiais e dispositivos médicos termossensíveis.

Desenvolvidos em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 11140-1, estão disponíveis para os seguintes processos:



ACESSE O VÍDEO



MAXITEST™

**INDICADOR QUÍMICO MAXXITEST VH2O2 TIPO 4:
PLASMA OU VAPORIZAÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO
CÓDIGO IQPT4**



MAXITEST™

**INDICADOR QUÍMICO MAXXITEST FORM TIPO 4:
VAPOR A BAIXA TEMPERATURA E FORMALDEÍDO
CÓDIGO IQFT4**






MAXITEST™

LINHA ESTERILIZAÇÃO A BAIXA TEMPERATURA › INDICADORES QUÍMICOS

COMPOSIÇÃO E RESULTADOS:

Confeccionados em tiras de papel grau médico e impressas com fórmula química termocrômica reagente ao agente esterilizante e guia de interpretação de resultado impresso nas próprias tiras. A leitura de resultado por mudança de cor simplifica a interpretação.

Estes indicadores possuem validade de 2 anos a partir da data de fabricação.



MAXIMED

www.maxximed.com.br



TEMOS
ORGULHO
DE SER
BRASILEIROS



VISITE NOSSO SITE